


TOMA DE MUESTRA PARA TEST DE GRAHAM.

1. Se le hace entrega de cinco portaobjetos para ser utilizados uno cada día por 5 días seguidos.
2. No se debe aplicar pomadas, talco, ni otras sustancias en la región perianal, durante los días que se tomen las muestras.
3. Cada día al levantarse en la mañana, antes de cualquier otra actividad, debe tomar una muestra según las instrucciones. Idealmente otra persona debería tomar la muestra.
4. Despegar la cinta adhesiva del portaobjetos y sujetarla entre dedo pulgar e índice de la mano derecha, con la cara adhesiva descubierta



5. Con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda separar las nalgas del paciente y aplicar varias veces la cara adhesiva de la cinta, en forma vertical, alrededor del orificio anal.
6. Pegar nuevamente la cinta adhesiva en el portaobjetos, alisándola con suavidad, evitando la formación de pliegues.
7. Lavarse las manos con agua y jabón.
8. Una vez tomadas las cinco muestras, deben enviarse al laboratorio a temperatura ambiente dentro de la misma bolsa de papel entregada. Nota: Las láminas de vidrio CONTAMINADAS CON DEPOSICIONES serán RECHAZADAS en el laboratorio.

CASA MATRIZ
RAMÓN FREIRE 406
652632768 / 652634210

CASTRO ECOSUR
SERRANO 415
65 2533773

CASTRO
ELEUTERIO RAMIREZ 580
65 2636402

ANCUD
ELEUTERIO RAMIREZ 294
65 2629970

DALCAHUE
ALFREDO AMPUERO 295
65 2642221

QUELLON
LADRILLEROS 640
65 2682608